


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kdm1/Lsd1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60341

Numéro d'article: CM0006751



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre KDM1/LSD1 humain, validé pour Western blot, immunofluorescence, IHC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et le singe. Idéal pour la recherche en épigénétique et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM1/LSD1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1/LSD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23028
GeneID	23028
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-275 de la protéine KDM1/LSD1 humaine (NP_055828.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	O60341
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace