


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm2A Pour Wb, Elisa - Q9Y2K7

Numéro d'article: CM0023008



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KDM2A, élevé contre un peptide synthétique de l'extrémité N-terminale de KDM2A humaine. Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain et la souris. Cible une déméthylase d'histone qui régule la chromatine et le rythme circadien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	KDM2A Lapin pAb
Remarques/Alias	FBL7; CXXC8; FBL11; FBXL11; JHDM1A; LILINA; KDM2A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	22992
GeneID	22992
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de KDM2A humaine (NP_036440.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y2K7
Poids de la protéine	133kDa
Expédition	Sac de glace