

Anticorps Polyclonal Anti-Kdm2B Pour Wb Et Elisa - Q8Nhm5

Numéro d'article: CM0019728



Introduction

KDM2B Rabbit pAb est un anticorps polyclonal pour western blot et ELISA, ciblant la lysine déméthylase 2B spécifique humaine. Idéal pour la recherche épigénétique et les études de biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM2B Rabbit pAb
Remarques / Alias	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B; KDM2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84678
GeneID	84678
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600 et 700 de la protéine KDM2B humaine (XP_011537177.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NHM5
Poids de la protéine	153kDa
Expédition	Sachet de glace