

Anticorps Polyclonal Anti-Kdm2B (Validé Par Kd) Pour Wb Et Elisa - Q8Nhm5

Numéro d'article: CM0025014



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la KDM2B humaine (lysine déméthylase spécifique 2B), validé pour Western blot et ELISA. Adapté à la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] KDM2B Rabbit pAb
Remarques / Alias	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B
Espèce	Humain
Identifiant de gène	84678 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante (acides aminés 1059-1336 de la KDM2B humaine)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NHM5
Poids de la protéine	153 kDa
Expédition	Sachet de glace