

Anticorps Polyclonal Anti-Kdm3A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4C1

Numéro d'article: CM0013304

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte la protéine humaine KDM3A (JMJD1A, TSGA), une histone désméthylase H3 Lys-9 de 147 kDa. Convient pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la chromatine et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM3A Rabbit pAb
Remarques/Alias	TSGA ; JMJD1 ; JHDM2A ; JHMD2A ; JMJD1A ; KDM3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55818
GeneID	55818
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 975-1283 de la protéine humaine KDM3A (NP_060903.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y4C1
Poids moléculaire protéique	147 kDa
Expédition	Sac de glace