


Anticorps Polyclonal Anti-Kdm3B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Lbc6

Numéro d'article: CM0019208



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la KDM3B humaine (déméthylase 3B spécifique de la lysine). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Utile pour la régulation de la chromatine et la recherche en épigénétique. Réactivité croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM3B Rabbit pAb
Remarques/Alias	5qNCA ; DIJOS ; NET22 ; C5orf7 ; JMJD1B ; KDM3B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51780
GeneID	51780
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-600 de la KDM3B humaine (NP_057688.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7LBC6
Poids de la protéine	192 kDa
Expédition	Sac de glace