

Anticorps Monoclonal Anti-Kdm4A Pour Wb, Elisa - 075164

Numéro d'article: CM0008601



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine KDM4A (JMJD2A), une histone déméthylase importante dans la régulation de la chromatine. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Convient pour les études épigénétiques et d'expression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM4A Rabbit mAb
Remarques/Alias	JMJD2 ; JHDM3A ; JMJD2A ; TDRD14A ; KDM4A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9682
Identifiant du gène	9682
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-650 de la protéine humaine KDM4A (075164)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075164
Poids moléculaire de la protéine	121 kDa
Expédition	Sac de glace