

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kdm4A Pour Wb, Ip, Elisa - O75164

Numéro d'article: CM0006727



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-KDM4A validé pour WB, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la histone déméthylase JMJD2A, un régulateur épigénétique clé. Convient au développement de tests IVD et aux études de biologie de la chromatine. Poids protéique de 121 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-KDM4A de lapin
Remarques / Alias	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9682
ID du gène	9682
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 382-459 de KDM4A humain (NP_055478.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75164
Poids protéique	121 kDa
Expédition	Sac isotherme