

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm4A Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O75164

Numéro d'article: CM0030979



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la KDM4A (JMJD2A) humaine, une déméthylase d'histones qui élimine spécifiquement les marques de méthylation sur H3K9me3 et H3K36me3. Validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Convient pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM4A Lapin pAb
Remarques/Alias	JMJD2, JHDM3A, JMJD2A, TDRD14A
Espèce	Humain
GeneID	9682
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 585-815 de la KDM4A humaine (NP_055478.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75164
Poids moléculaire	121kDa
Expédition	Sac de glace