


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kdm4B/Jmjd2B Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O94953

Numéro d'article: CM0010302



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre KDM4B/JMJD2B (O94953), validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA et ChIP chez l'homme, la souris et le rat. KDM4B déméthyle l'histone H3 triméthylée sur la lysine 9, jouant un rôle dans la régulation de la chromatine et le développement du système nerveux central.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM4B/JMJD2B Rabbit mAb
Remarques / Alias	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23030
GeneID	23030
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de KDM4B/JMJD2B humain (O94953).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O94953
Poids de la protéine	122 kDa
Expédition	Sac de glace