


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm4B/Jmjd2B Pour Wb - 094953

Numéro d'article: CM0029992



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre KDM4B/JMJD2B humain, validé pour WB et ELISA. Adapté aux échantillons humains et de souris. Idéal pour la recherche épigénétique et neurologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM4B/JMJD2B Rabbit pAb
Remarques / Alias	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23030
GeneID	23030
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 365 de KDM4B/JMJD2B humain (NP_055830.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	094953
Poids de la protéine	122 kDa
Expédition	Sachet de glace