


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm4C Pour Wb, Elisa - Q9H3R0

Numéro d'article: CM0024717



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KDM4C (JMJD2C/GASC1) pour les applications Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études épigénétiques et cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM4C Rabbit pAb
Remarques / Alias	GASC1; JHDM3C; JMJD2C; TDRD14C; KDM4C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23081
GeneID	23081
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 640-830 de la protéine KDM4C humaine (NP_055876.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H3R0
Poids de la protéine	120kDa
Expédition	Sac isothermique