

Anticorps Polyclonal Anti-Kdm5A Pour Wb, Ip, Elisa, Chip - P29375

Numéro d'article: CM0029209



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la KDM5A (RBP2/RBBP2) humaine, validé pour WB, IP, ELISA et ChIP. Réactivité croisée avec l'homme et le rat. Cible la lysine déméthylase 5A, une histone déméthylase impliquée dans la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM5A pAb lapin
Remarques / Alias	RBP2; RBBP2; RBBP-2; KDM5A
Espèce	Humain
GenelD	5927
Immunogène	Protéine recombinante de KDM5A humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P29375
Poids de la protéine	192kDa
Expédition	Sac de glace