


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm5C Pour Wb Et Elisa - P41229

Numéro d'article: CM0013097



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine KDM5C, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la déméthylation des histones et de la régulation transcriptionnelle. SWISS : P41229.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KDM5C Lapin pAb
Remarques/Alias	MRXJ ; SMCX ; MRX13 ; MRXSJ ; XE169 ; MRXSCJ ; JARID1C ; DXS1272E ; KDM5C
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	8242
Identifiant du Gène	8242
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1400 et l'extrémité C-terminale de la protéine humaine KDM5C (XP_011529128.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41229
Poids Moléculaire de la Protéine	176 kDa
Expédition	Sac de glace