

Mab De Lapin Anti-Kdm6A (Utx) [Validé Par Kd] Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15550

Numéro d'article: CM0005411



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-KDM6A de haute qualité, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconnaît la KDM6A endogène humaine, murine et de rat. Permet une détection fiable de la lysine-spécifique déméthylase 6A (UTX) pour la recherche épigénétique et développementale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-KDM6A [Validé par KD]
Remarques/Alias	UTX ; KABUK2 ; bA386N14.2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7403
ID de gène	7403
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 611-710 de la KDM6A humaine (NP_066963.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15550
Poids de la protéine	154 kDa
Expédition	Sac de glace