

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm7A Pour Wb Et Elisa - Q3Uwm4

Numéro d'article: CM0029883

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KDM7A, une histone déméthylase essentielle au développement cérébral. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM7A Rabbit pAb
Remarques / Alias	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	80853
GeneID (Souris)	338523
Immunogène	Peptide synthétique ou protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 417-735 de KDM7A de souris (NP_001028602.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q3UWM4
Poids de la protéine	92kDa/106kDa
Expédition	Sachet de glace