

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm7A Pour Wb, Elisa - Q3Uwm4

Numéro d'article: CM0013136

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin KDM7A pour Western blot (WB) et ELISA, réactif croisé avec l'humain. La déméthylase spécifique à la lysine 7A régule la méthylation des histones, essentielle au développement cérébral et à la dynamique chromatinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KDM7A Lapin pAb
Remarques/Alias	Jhdm1d ; mKIAA1718 ; A630082K20Rik ; KDM7A
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	80853
GeneID (Souris)	338523
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de KDM7A de souris (NP_001028602.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q3UWM4
Poids Moléculaire Protéique	106kDa
Expédition	Sac de glace