

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Keap1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14145

Numéro d'article: CM0023531



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre KEAP1, validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et la voie NRF2. SWISS : Q14145.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	KEAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	INrf2 ; KLHL19 ; KEAP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9817
ID de gène	9817
Immunogène	Peptide synthétique. Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 301-400 du KEAP1 humain (NP_036421.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14145
Poids moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace