

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Keap1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14145

Numéro d'article: CM0019198



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la protéine humaine KEAP1 (Kelch-like ECH-associated protein 1), le capteur de stress oxydatif. Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KEAP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	INrf2 ; KLHL19 ; KEAP1
Espèce	Humain
GeneID	9817
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-510 de la KEAP1 humaine (NP_036421.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14145
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac isotherme