

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Khdrbs1/Sam68 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07666

Numéro d'article: CM0029864



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KHDRBS1/Sam68 humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'humain, la souris et le rat. Rôles clés dans la transduction du signal, l'épissage alternatif et la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KHDRBS1/Sam68 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p62 ; p68 ; Sam68 ; KHDRBS1/Sam68
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10657
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07666
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac isotherme