


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Khk Pour Wb, Elisa - P50053

Numéro d'article: CM0026073



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin KHK pour WB, ELISA, réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la cétohexokinase (fructokinase hépatique) impliquée dans le métabolisme du fructose. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des glucides et les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KHK Lapin pAb
Remarques/Alias	FRUCTU; KHK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3795
GeneID	3795
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-298 de KHK humain (NP_000212.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50053
Poids Moléculaire Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace