

Anticorps Polyclonal Anti-Ki67 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46013

Numéro d'article: CM0023343



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Ki67 humain (marqueur de prolifération). Validé pour le western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Conçu pour soutenir les essais de prolifération cellulaire et la découverte de biomarqueurs cancérigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ki67 Lapin pAb
Remarques/Alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
Espèce	Humain
GeneID	4288
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-680 du Ki67 humain (NP_002408.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P46013
Poids Protéique	359 kDa
Expédition	Sac de glace