

Polymab® De Lapin Anti-Ki67 (Validé Ko) Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Numéro d'article: CM0005030

Introduction

PolymAb® de lapin anti-Ki67 (validé KO), un outil essentiel pour les études sur la prolifération cellulaire. Réagit avec Ki67 humain, de souris et de rat. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Protéine d'environ 350 kDa. - E9PVX6

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ki67 Rabbit PolymAb® [KO Validé]
Remarques / Alias	KIA ; MIB- ; MIB-1 ; PPP1R105
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	17345
Identifiant du gène	17345
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2271 et 2370 de Ki67 humain (NP_002408.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	E9PVX6
Poids de la protéine	350 kDa / 359 kDa
Expédition	Sac de glace