

Anti-Kiaa0196 (Washc5) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12768

Numéro d'article: CM0024408

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain KIAA0196 (strumpellin, WASHC5), adapté pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la dynamique de l'actine endosomale et le trafic protéique médiés par le complexe WASH dans la recherche sur les maladies dégénératives du disque intervertébral (IVD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIAA0196 Lapin pAb
Remarques/Alias	RTSC ; SPG8 ; RTSC1 ; KIAA0196
Espèce	Humain
GeneID	9897 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-530 de l'humain KIAA0196 (NP_055661.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q12768
Poids protéique	134kDa
Expédition	Sac de glace