

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kiaa0513 Pour Wb, Elisa - O60268

Numéro d'article: CM0019122

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine KIAA0513 humaine (protéine non caractérisée KIAA0513), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, convient aux études de neurosciences et de protéines cérébrales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	KIAA0513 Lapin pAb
Remarques/Alias	KIAA0513
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9764
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-301 de KIAA0513 humain (NP_001273494.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O60268
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace