

Anticorps Polyclonal Anti-Kiaa1456 Pour Wb - Q9P272

Numéro d'article: CM0024142

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KIAA1456/TRMT9B, une probable méthyltransférase d'ARNt avec fonction de suppresseur de tumeur. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et l'épitranscriptomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIAA1456 Lapin pAb
Remarques/Alias	KIAA1456; C8orf79; TRM9L
Espèce	Humain
GeneID	57604
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 du KIAA1456 humain (NP_065895.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P272
Poids protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace