

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kiaa1524 (Cip2A) Pour Wb, Elisa - Q8Tcg1

Numéro d'article: CM0015031



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KIAA1524 (CIP2A) humain, validé pour WB et ELISA. Convient aux études d'inhibition de PP2A, de stabilisation de MYC et de recherche sur l'instabilité génomique dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIAA1524 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p90; NOCIVA; KIAA1524
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	57650
GenelD	57650
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 681-905 de KIAA1524 humain (NP_065941.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TCG1
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace