

Anticorps Polyclonal Anti-Kif13A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1H9

Numéro d'article: CM0013709

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre KIF13A humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour l'étude du transport intracellulaire médié par les kinésines, la biogenèse des mélanosomes et la cytokinèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF13A Lapin pAb
Remarques/Alias	RBKIN ; bA500C11.2 ; KIF13A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	63971
GeneID	63971
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1300-1600 de KIF13A humain (NP_001099036.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H1H9
Poids protéique	202 kDa
Expédition	Sac de glace