

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kif14 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15058

Numéro d'article: CM0015068

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KIF14 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le KIF14 humain, murin et de rat. Convient aux recherches sur la division cellulaire, la cytokinèse et l'apoptose. Idéal pour les études de la fonction motrice des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-KIF14
Remarques/Alias	MKS12, MCPH20, KIF14
Espèce	Humain
ID du gène	9928
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1399-1648 du KIF14 humain (NP_055690.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15058
Poids de la protéine	186 kDa
Expédition	Sac de glace