

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kif17 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9P2E2

Numéro d'article: CM0019129

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre KIF17 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte KIF17 humain, murin et de rat. Idéal pour l'étude du transport ciliaire et du transport neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF17 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KIF3X; KLP-2; OSM-3; KIF17B; KIF17
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	57576
GenelD	57576
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-660 de KIF17 humain (NP_001116291).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9P2E2
Poids de la protéine	115 kDa
Expédition	Sac réfrigérant