

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kif19 Pour Wb Et Elisa - Q2Tac6

Numéro d'article: CM0018088

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KIF19 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec les protéines KIF19 humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur les cils et la dynamique des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF19 pAb de lapin
Remarques/Alias	KIF19A ; KIF19
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	124602
GenelD	124602
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q2TAC6
Poids moléculaire de la protéine	111 kDa
Expédition	Sac de glace