

Anticorps Polyclonal Anti-Kif1C Pour Wb, Elisa - 043896

Numéro d'article: CM0023759



Introduction

KIF1C Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour les applications WB et ELISA, détectant le KIF1C humain, murin et de rat. Idéal pour les études du transport rétrograde Golgi-RE et de la fonction motrice des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF1C Rabbit pAb
Remarques/Alias	SAX2 ; LTXS1 ; SATX2 ; SPAX2 ; SPG58 ; KIF1C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10749
GeneID	10749
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 810-960 du KIF1C humain (NP_006603.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43896
Poids protéique	123 kDa
Expédition	Sac de glace