

Anticorps Polyclonal Anti-Kif20A Pour Wb, Elisa - 095235

Numéro d'article: CM0015901



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KIF20A validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Détecte une protéine de 100 kDa impliquée dans la mitose et la dynamique de l'appareil de Golgi. Idéal pour la recherche en biologie cellulaire et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF20A pAb de lapin
Remarques/Alias	RCM6 ; MKLP2 ; RAB6KIFL ; KIF20A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10112
GeneID	10112
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 591-890 de KIF20A humain (NP_005724.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O95235
Poids de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac de glace