

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kif22 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14807

Numéro d'article: CM0023540



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin dirigé contre KIF22 (KID, KNSL4) détecte les échantillons humains et murins. Convient pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Cible une protéine de type kinésine mitotique ; utile pour la recherche sur la division cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-KIF22
Remarques/Alias	KID ; OBP ; KNSL4 ; OBP-1 ; OBP-2 ; SEMDJL2 ; A-328A3.2 ; KIF22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3835
GeneID	3835
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 456-665 de KIF22 humain (NP_015556.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14807
Poids protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace