

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kif23 Pour Wb, Ip, Elisa - Q02241

Numéro d'article: CM0009966



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le KIF23 humain (MKLP1), validé pour le Western blot (WB), l'immunoprécipitation (IP) et l'ELISA. Reconnaît le KIF23 humain et de rat, avec un poids moléculaire prédit d'environ 110 kDa. Convient pour les études de cytokinèse et de division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF23 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CDA3; CHO1; CDAN3; KNSL5; MKLP1; CDALII; CDAN3A; MKLP-1; KIF23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9493
GeneID	9493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 801-960 du KIF23 humain (Q02241)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q02241
Poids protéique	110kDa
Expédition	Sac de glace