

Anticorps Polyclonal Anti-Kif2A Pour Wb Et Elisa - 000139

Numéro d'article: CM0019989



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KIF2A validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte le KIF2A humain, souris et rat (~80kDa). Convient pour la recherche sur la mitose et le développement neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KIF2A Lapin pAb
Remarques/Alias	HK2; KIF2; CDCBM3; KIF2A
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3796
ID de Gène	3796
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-220 du KIF2A humain (NP_004511.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00139
Poids Protéique	80kDa
Expédition	Sac de glace