


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Kif2C/Mcak Pour Wb, Elisa - Q99661

Numéro d'article: CM0005145



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant KIF2C/MCAK humain (protéine de type kinésine KIF2C, kinésine associée au centromère mitotique). Adapté pour WB et ELISA. Utilisation en recherche sur la mitose, la ségrégation des chromosomes et la dynamique kinétochore-microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF2C/MCAK Rabbit mAb
Remarques/Alias	MCAK; CT139; KNSL6; KIF2C/MCAK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11004
GeneID	11004
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de KIF2C/KIF2C/MCAK humain (Q99661).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99661
Poids de la protéine	81kDa
Expédition	Sac de glace