

Anticorps Polyclonal Anti-Kif3A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y496

Numéro d'article: CM0029767

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KIF3A pour applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte la protéine KIF3A, une protéine motrice associée aux microtubules impliquée dans la formation du cil primaire et le transport intracellulaire. Réagit avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF3A Rabbit pAb
Remarques/Alias	FLA10; KLP-20; KIF3A
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	11127
ID du gène	11127
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 430-699 de la protéine KIF3A humaine (NP_008985.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y496
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace