


## Anticorps Monoclonal Anti-Kif4A Pour Wb - 095239

Numéro d'article: CM0010712



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre KIF4A validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte KIF4A humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la ségrégation des chromosomes et de la cytokinèse pendant la mitose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | KIF4A Rabbit mAb                                                                                                                      |
| Remarques/Alias    | KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A                                                                                                  |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                               |
| GeneID (humain)    | 24137                                                                                                                                 |
| GeneID             | 24137                                                                                                                                 |
| Immunogène         | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de KIF4A humain (095239). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                 |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                   |
| SWISS              | 095239                                                                                                                                |
| Poids protéique    | 140kDa                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                          |