


Anticorps Polyclonal Anti-Kif4A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95239

Numéro d'article: CM0013490



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine KIF4A, une kinésine associée aux chromosomes essentielle à la mitose et à la cytokinèse. Validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF4A pAb de lapin
Remarques/Alias	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	24137
GeneID	24137
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 870-1080 de KIF4A humaine (NP_036442.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95239
Poids de la protéine	140kDa
Expédition	Sac de glace