


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kif5A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12840

Numéro d'article: CM0028962



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KIF5A validé pour WB, IF/ICC, ELISA contre l'humain, la souris et le rat. Cible la chaîne lourde de kinésine spécifique aux neurones, applicable dans les études de neurobiologie et de transport axonal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF5A Lapin pAb
Remarques/Alias	NKHC; ALS25; MY050; NEIMY; SPG10; D12S1889; KIF5A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3798
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 933-1032 de KIF5A humaine (NP_004975.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12840
Poids moléculaire	117kDa
Expédition	Sac de glace