


Anticorps Monoclonal Anti-Kif5B Pour Wb, If-P, Elisa - P33176

Numéro d'article: CM0003445



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin KIF5B validé pour WB, IF-P, ELISA. Détecte le KIF5B endogène chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la fonction motrice de la kinésine-1, le transport mitochondrial/lysosomal et l'élongation axonale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin KIF5B
Remarques/Alias	KNS ; KINH ; KNS1 ; UKHC ; HEL-S-61 ; KIF5B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3799
GeneID	3799
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du KIF5B humain (NP_004512.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33176
Poids protéique	110 kDa
Expédition	Sac de glace