

Anticorps Polyclonal Anti-Kif5B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33176

Numéro d'article: CM0017874



Introduction

Le pAc de lapin KIF5B est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Ciblez la chaîne lourde de kinésine-1 pour la recherche sur les protéines motrices et le transport intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF5B pAc Lapin
Remarques/Alias	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3799
GeneID	3799
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 650-770 de KIF5B humaine (NP_004512.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33176
Poids moléculaire	110kDa
Expédition	Sac de glace