

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kif7 Pour Wb, Elisa - Q2M1P5

Numéro d'article: CM0021489



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KIF7 pour les applications WB et ELISA. Produit contre la protéine KIF7 humaine recombinante (aa1044-1343). Détecte une protéine de 151 kDa. Réagit avec les échantillons humains. Idéal pour les études de la signalisation Hedgehog.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAb de lapin anti-KIF7
Remarques/Alias	ACLS, AGBK, HLS2, MMEDF, JBTS12, UNQ340, KIF7
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	374654
GeneID	374654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1044-1343 de KIF7 humain (NP_940927.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q2M1P5
Poids moléculaire	151 kDa
Expédition	Sac de glace