

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Kifap3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92845

Numéro d'article: CM0010902

Introduction

Anticorps monoclonal lapin KIFAP3 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine associée à la kinésine 3, essentielle pour le mouvement des chromosomes et l'ancrage du fuseau mitotique. Idéal pour la recherche sur la division cellulaire et les protéines motrices.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIFAP3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190i16.1; KIFAP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22920
GeneID	22920
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 675-792 de la protéine KIFAP3 humaine (Q92845)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92845
Poids de la protéine	91kDa
Expédition	Sac de glace