

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kifap3 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92845

Numéro d'article: CM0027228

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KIFAP3 validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec le KIFAP3 humain, souris et rat impliqué dans le mouvement chromosomique. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KIFAP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190i16.1; KIFAP3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	22920
GenelD	22920
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du KIFAP3 humain (NP_055785.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92845
Poids Protéique	91kDa
Expédition	Sac de glace