

Anticorps Polyclonal Anti-Kifc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bw19

Numéro d'article: CM0029686



Introduction

KIFC1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine KIFC1 humaine (HSET), une protéine motrice dirigée vers l'extrémité négative essentielle à la formation du fuseau mitotique. Réagit en cross-réaction avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIFC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSET; KNSL2; KIFC1
Espèce	Humain
GeneID	3833
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BW19
Poids moléculaire de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace