

Anticorps Monoclonal Anti-Kifc1 De Lapin Pour Wb, Ihc, If, Elisa - Q9Bw19

Numéro d'article: CM0003410



Introduction

CamelBio fournit un anticorps monoclonal anti-KIFC1 de lapin validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le KIFC1 humain et murin. Essentiel pour la recherche sur la division cellulaire et les protéines motrices.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIFC1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HSET ; KNSL2 ; KIFC1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3833
ID du gène	3833
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du KIFC1 humain (Q9BW19)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BW19
Poids moléculaire de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace