


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kifc3 Pour Wb, Elisa - Q9Bvg8

Numéro d'article: CM0030201



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le KIFC3 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec le KIFC3 humain et de rat, une protéine motrice microtubulaire de l'extrémité négative impliquée dans le transport apical et le maintien de la zonula adherens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KIFC3 Lapin pAb
Remarques/Alias	KIFC3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3801
GeneID	3801
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-390 du KIFC3 humain (NP_005541.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9BVG8
Poids Moléculaire Protéique	93kDa
Expédition	Sac de glace