

Anticorps Polyclonal Anti-Chaîne Légère De Kinésine 1 (Klc1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q07866

Numéro d'article: CM0031062



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin KLC1 pAb détecte la protéine KLC1 humaine, murine et de rat (UniProt Q07866), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Une protéine motrice de kinésine impliquée dans le transport des organelles, idéale pour la recherche en neurosciences et en trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Chaîne légère de kinésine 1 (KLC1)
Remarques/Alias	KLC ; KNS2 ; KNS2A ; Chaîne légère de kinésine 1 (KLC1)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3831
GeneID	3831
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 261-560 de la chaîne légère de kinésine 1 humaine (KLC1) (NP_005543.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07866
Poids moléculaire de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace